



Infinity G&G SpA

Resina Compuesta Opallis Flow 2G

Resina Compuesta Opallis Flow 2G

Marca: FGM

Tipo de producto: Resina compuesta fluida (flowable) fotopolimerizable

Uso previsto: Restauraciones dentales directas e indirectas, sellado de márgenes, base cavitaria, reparaciones estéticas.

Presentación

- **Formato:** Jeringa de 2 gramos
- **Incluye:** Puntas aplicadoras para uso directo
- **Colores disponibles:** A2, A3, B0,5, entre otros (según stock)



Propiedades Técnicas

Propiedad	Valor / Descripción
Tipo de resina	Fluida de baja viscosidad
Contenido de carga	60 a 70% en peso
Tamaño de partícula	Promedio de 0,5 µm
Translucidez	Alta, mimetización con estructura dental natural
Radiopacidad	Alta (permite visualización radiográfica clara)
Fotopolimerización	20 segundos con lámpara de 1200 mW/cm ²
Compatibilidad	Sistemas adhesivos universales y convencionales
Biocompatibilidad	Producto libre de Bisfenol-A

Aplicaciones Clínicas

- Restauraciones directas en cavidades clase III y V
- Reparaciones de restauraciones anteriores
- Base cavitaria en cavidades clase I y II
- Sellado de márgenes en coronas provisionales
- Técnica de inyección y odontología mínimamente invasiva
- Forros cavitarios en zonas profundas



Infinity G&G SpA



Infinity G&G SpA



Ventajas Principales

- Excelente fluidez y adaptabilidad marginal
- Estética natural y brillo superficial duradero
- Alta resistencia mecánica en zonas de bajo estrés o como base
- Facilidad de uso: jeringa de aplicación directa
- Ideal para técnicas de estratificación y restauraciones delicadas

Instrucciones de Uso

1. **Aislamiento del campo operatorio.**
2. **Aplicación del sistema adhesivo** según protocolo del fabricante.
3. **Dispensación de la resina Opallis Flow 2G** directamente desde la jeringa.
4. **Modelado si es necesario**, utilizando instrumentos de resina.
5. **Fotopolimerización durante 20 segundos** con lámpara de alta intensidad.
6. **Acabado y pulido** convencional posterior.

Condiciones de Almacenamiento

- **Temperatura:** Conservar entre 5 °C y 25 °C
- **Evitar exposición directa a la luz solar**
- **Cerrar bien la jeringa** después de cada uso para evitar contaminación y endurecimiento

Advertencias

- Uso exclusivo profesional (odontología)
- No ingerir ni dejar al alcance de niños
- Puede causar reacción alérgica en personas sensibles a metacrilatos

Vida Útil

- **Fecha de caducidad:** 2 años desde la fecha de fabricación (ver envase)



Infinity G&G SpA