



Infinity G&G SpA

Adhesivo Dental FGM Ámbar 6 ml

Adhesivo dental FGM Ámbar 6 ml: la solución universal para una adhesión confiable

El **adhesivo dental FGM Ámbar 6 ml** es un sistema **universal fotopolimerizable** que ha revolucionado el mundo de la odontología restauradora. Su fórmula monocomponente de alta tecnología permite ser utilizado en todas las técnicas adhesivas: **grabado total, grabado selectivo y autograbado**, brindando al profesional una libertad total de elección según el caso clínico.

Este adhesivo, fabricado por la reconocida empresa brasileña **FGM**, se destaca por ofrecer una **excelente adhesión tanto a esmalte como a dentina**, así como una compatibilidad superior con una amplia gama de materiales restauradores y sustratos, incluyendo **cerámicas, metales y resinas compuestas**.



Principales beneficios del adhesivo dental FGM Ámbar 6 ml

1. **Adhesión fuerte y duradera:** Ideal para restauraciones directas e indirectas.
2. **Fácil de usar:** Monocomponente, no requiere mezcla ni pasos complejos.
3. **Versatilidad total:** Funciona perfectamente en todas las técnicas adhesivas.
4. **Compatible con diversos sustratos:** Esmalte, dentina, cerámicas, metales y resinas.
5. **Reducción de sensibilidad postoperatoria:** pH balanceado y buena penetración dentinaria.
6. **Alto rendimiento clínico:** Frasco de 6 ml para múltiples aplicaciones.
7. **Fotopolimerizable:** Compatible con lámparas de polimerización LED y halógenas.

¿Qué hace único al adhesivo FGM Ámbar Universal?

Lo que diferencia al **adhesivo dental FGM Ámbar 6 ml** de otros adhesivos en el mercado es su capacidad para adaptarse a cualquier técnica restauradora sin perder eficacia. Su composición incluye **monómeros funcionales**, como el MDP, que mejoran la interacción química con la estructura dental y los materiales protésicos, garantizando una unión más fuerte y duradera.

Además, gracias a su tecnología **self-etch** (autograbado), el producto logra una profundidad de desmineralización ideal para conservar la estructura dental sin comprometer la adhesión, lo que se traduce en una mayor longevidad de las restauraciones.

Indicaciones clínicas

Este adhesivo es recomendado para una amplia variedad de procedimientos, incluyendo:

- Restauraciones directas con resina compuesta.
- Cementación de postes intrarradiculares de fibra de vidrio.



Infinity G&G SpA



Infinity G&G SpA

- Reparaciones intraorales de cerámicas y resinas.
- Sellado de cavidades.
- Cementación de carillas o coronas con resinas fotocurables.
- Aplicaciones preventivas o estéticas que requieran adhesión confiable.

Modo de uso paso a paso

1. Preparación del sustrato:

Dependiendo de la técnica elegida, realizar el grabado ácido (grabado total o selectivo) o aplicar directamente en técnica autograbado.

2. Aplicación:

Agitar el frasco antes de usar. Aplicar una capa uniforme con microbrush, frotando la superficie durante al menos 20 segundos.

3. Secado:

Secar con aire sin contacto por 10 segundos hasta que el brillo del adhesivo se mantenga, sin mover el producto de la superficie.

4. Fotopolimerización:

Aplicar luz de polimerización durante 10 segundos.

5. Restauración:

Proceder con la restauración o cementación correspondiente.

Este procedimiento sencillo garantiza resultados clínicos óptimos en menor tiempo, favoreciendo la eficiencia en la atención al paciente.

Especificaciones técnicas

- **Nombre del producto:** Adhesivo dental FGM Ámbar Universal
- **Contenido:** Frasco de 6 ml
- **Tipo:** Adhesivo fotopolimerizable monocomponente
- **Técnicas compatibles:** Autograbado, grabado selectivo, grabado total
- **Aplicación:** Restauraciones directas e indirectas
- **Presentación:** Frasco con tapa hermética, fácil de dosificar
- **Fabricante:** FGM (Brasil)

¿Por qué elegir productos FGM?

FGM es una empresa líder en odontología, reconocida por desarrollar productos innovadores, seguros y clínicamente eficaces. Sus adhesivos, blanqueadores, cementos y materiales restauradores son preferidos por miles de profesionales en todo el mundo.

El **adhesivo dental FGM Ámbar 6 ml** ha sido validado en múltiples estudios clínicos y laboratorios independientes, confirmando su eficacia, estabilidad y biocompatibilidad. Además, FGM se compromete con la sustentabilidad y la mejora continua de sus procesos productivos.

Compra el adhesivo dental FGM Ámbar 6 ml en nuestra tienda

¿Estás buscando un adhesivo universal, confiable y accesible para tus procedimientos restaurativos? En nuestra tienda online encontrarás el **adhesivo dental FGM Ámbar 6 ml** a un excelente precio, con **entregas rápidas y productos 100% originales garantizados**.



Infinity G&G SpA



Infinity G&G SpA

- ✓ Realiza tu pedido fácilmente desde cualquier parte de Chile
 - ✓ Atención personalizada para clínicas dentales
 - ✓ Descuentos por volumen para profesionales y distribuidores
-

Conclusión

El **adhesivo dental FGM Ámbar 6 ml** combina ciencia, simplicidad y efectividad en un solo producto. Su formulación avanzada permite una **adhesión segura, duradera y versátil**, facilitando la vida del odontólogo y ofreciendo resultados predecibles al paciente.

No te quedes sin el adhesivo que está cambiando la forma de trabajar en restauraciones.

¡Agrégalo a tu carrito y lleva tu práctica dental al siguiente nivel!



Infinity G&G SpA