



# Infinity G&G SpA

## Resina Filtek Bulk Fill Fluido 3M x2 – Pack de 2 jeringas de 4 g

### Resina Filtek™ Bulk Fill Fluido 3M x2 – Rendimiento Clínico y Eficiencia en Cada Restauración

La **Resina Filtek™ Bulk Fill Fluido 3M x2** es la solución de vanguardia para odontólogos que buscan optimizar sus procedimientos restauradores sin sacrificar calidad ni estética. Desarrollada por 3M, líder global en materiales dentales, esta resina de baja viscosidad permite rellenar cavidades profundas de hasta 5 mm en un solo disparo, reduciendo drásticamente el tiempo de trabajo y el número de incrementos necesarios.

Con un paquete que incluye **dos jeringas de 4 g** cada una, la Fórmula Bulk Fill ofrece un flujo controlado que se adapta perfectamente a todas las paredes de la cavidad, evitando la formación de burbujas y garantizando una unión marginal superior. Su avanzada tecnología de fotocurado emplea cargas de activación por luz que aseguran una polimerización homogénea incluso en incrementos más gruesos, manteniendo una resistencia mecánica adecuada para soportar las fuerzas masticatorias y reduciendo la contracción post-curado.



### Beneficios Clínicos Destacados

- 1. Mayor Profundidad de Curado**  
Gracias a su formulación patentada, Filtek Bulk Fill Fluido alcanza hasta **5 mm de profundidad** con un solo disparo de luz, lo cual disminuye el tiempo de fotocurado y agiliza la atención del paciente.
- 2. Contracción Controlada**  
El diseño de nanorrellenos y polímeros de bajo estrés minimiza la contracción volumétrica. Esto se traduce en menos microfiltraciones, menor sensibilidad postoperatoria y restauraciones más duraderas.
- 3. Adaptabilidad y Fluidez Óptima**  
Su viscosidad equilibrada permite un flujo excelente en cavidades de geometrías complejas, llenando espacios irregulares y bordes finos sin esfuerzo, para un sellado perfecto.
- 4. Estética Natural**  
Las partículas nanoestructuradas garantizan un acabado liso y un brillo homogéneo que se integra de manera natural con el tejido dental circundante, brindando resultados imperceptibles.

### Indicaciones de Uso

- **Cavidades Clase I y II:** Restauraciones directas en zonas posteriores con acceso profundo.
- **Base Cavitaria:** Capa base bajo materiales convencionales para reducir el estrés de polimerización.
- **Sellado de Fosetas y Fisuras:** Prevención de caries y refuerzo de superficies oclusales.
- **Reparación de Restauraciones Existentes:** Corrección rápida y efectiva de pequeños defectos o fracturas.



# Infinity G&G SpA



# Infinity G&G SpA

## Protocolo de Aplicación Sugerido

1. **Aislamiento del Campo:** Utiliza dique de goma o aislamiento relativo.
2. **Adhesión:** Aplica tu sistema adhesivo preferido y fotocuráralo según instrucciones.
3. **Dispensación:** Extrae la resina directamente de la jeringa y rellena la cavidad hasta 5 mm.
4. **Modelado:** Con instrumentos de composite, ajusta la forma antes del curado final.
5. **Fotocurado:** Al menos 20 s por cada 2 mm de resina con lámpara de  $\geq 1000 \text{ mW/cm}^2$ .
6. **Acabado y Pulido:** Pule con discos y sistemas de pulido para obtener brillo máximo.

## Presentación y Almacenamiento

- **Contenido:** Pack de 2 jeringas de 4 g cada una, con puntas de dispensación.
- **Colores Disponibles:** A1, A2, A3, A3.5 y AO (opalescente).
- **Condiciones de Almacenaje:** Conservar entre 2 °C y 25 °C, protegido de la luz solar directa.
- **Vida Útil:** 24 meses desde la fecha de fabricación (ver envase).

## ¿Por Qué Elegir Filtek™ Bulk Fill Fluido?

Al seleccionar **Filtek Bulk Fill Fluido 3M**, incorporas a tu práctica un producto clínicamente probado que ofrece:

- **Reducción de Tiempos:** Menos incrementos y fotocurados acortan el procedimiento restaurador.
- **Mayor Rentabilidad:** Optimización de recursos y ahorro en sesiones.
- **Satisfacción del Paciente:** Menos tiempo en silla, menor sensibilidad y resultados estéticos.
- **Confianza del Profesional:** Resina diseñada y respaldada por 3M, con amplia documentación científica y soporte técnico.

## Conclusión

La **Resina Filtek™ Bulk Fill Fluido 3M ×2** redefine la odontología restauradora al combinar fluidez, profundidad de curado y control de contracción en un solo producto. Perfecta para restauraciones de clase I y II, sellados de fisuras y como capa base, su formulación avanzada asegura resultados predecibles y duraderos, maximizando la eficiencia clínica y la comodidad del paciente. Lleva tu práctica al siguiente nivel con Filtek Bulk Fill Fluido 3M: rapidez, estética y resistencia en cada restauración.



# Infinity G&G SpA