



Infinity G&G SpA

Fermin Cemento Temporal 40g | Sellado Provisional Dental DETAX

Fermin – Cemento Temporal Dental de Alta Precisión y Fácil Remoción – DETAX 40g

El **cemento temporal Fermin de DETAX** es un material innovador, desarrollado especialmente para obturaciones temporales y sellado provisional de cavidades en procedimientos dentales. Reconocido por su aplicación rápida, su sellado efectivo y su remoción sin residuos, Fermin se ha convertido en uno de los materiales provisionales más confiables en clínicas dentales modernas.

Fermin destaca por su **fácil manipulación** y su capacidad para endurecer rápidamente en boca, sin generar calor, lo que garantiza una experiencia cómoda tanto para el paciente como para el profesional. Su color blanco permite una excelente visibilidad durante el control o retiro, facilitando el diagnóstico y la continuidad del tratamiento. Este cemento temporal se presenta en forma de pasta lista para usar, sin necesidad de mezcla ni instrumental especializado. Su consistencia permite colocarlo directamente en la cavidad utilizando una espátula o jeringa adecuada, adaptándose perfectamente a las paredes de la preparación. Una vez aplicado, endurece en contacto con la humedad bucal en pocos minutos, generando una obturación temporal resistente a la compresión y al desgaste mecánico de la masticación.



Ventajas principales del cemento Fermin DETAX:

- **Listo para usar:** no requiere mezcla previa, lo que ahorra tiempo en consulta.
- **Fraguado rápido en boca:** endurece en contacto con la humedad sin reacción exotérmica.
- **Alta retención mecánica:** asegura una protección efectiva de la cavidad por varios días o semanas.
- **Fácil de aplicar y remover:** permite realizar tratamientos intermedios con rapidez y comodidad.
- **Color blanco opaco:** buena visibilidad clínica y estética aceptable durante el uso temporal.
- **No requiere adhesivos ni acondicionadores:** excelente sellado sin preparación adicional.

Indicaciones clínicas:

- Obturaciones temporales entre sesiones de tratamiento.
- Sellado de cavidades post-endodoncia.
- Protección de preparaciones cavitarias antes de la restauración definitiva.
- Cobertura provisional para procedimientos restauradores o protésicos.



Infinity G&G SpA



Infinity G&G SpA

Modo de uso:

1. Asegura que la cavidad esté limpia y seca.
2. Aplica Fermin directamente con una espátula o jeringa de aplicación.
3. Modela y adapta el material según la forma de la cavidad.
4. Permite que fragüe en boca durante 4 a 5 minutos.
5. Verifica la oclusión y elimina excesos si es necesario.

Presentación del producto:

- Envase de 40 gramos.
- Color blanco.
- Fabricado por DETAX (Alemania), líder mundial en biomateriales dentales.

Recomendaciones:

- Almacenar en lugar fresco y seco.
- No utilizar en cavidades profundas cercanas a la pulpa sin protección adicional.
- Producto de uso profesional exclusivo para odontología.

¿Por qué elegir Fermin de DETAX?

Porque ofrece una solución efectiva, rápida y segura para obturaciones temporales. Gracias a su fácil aplicación y remoción limpia, Fermin mejora los flujos de trabajo clínicos y permite mantener un sellado efectivo entre sesiones. Su fórmula alemana garantiza calidad, confiabilidad y excelentes resultados clínicos en restauraciones provisionales.



Infinity G&G SpA