



Anestésico local Isocaine® al 3% de Novocol con Clorhidrato de Mepivacaína, UPS 3% sin Vasoconstrictor para uso odontológico.

ISOCAINE® estabiliza la membrana neuronal e impide la iniciación y transmisión de los impulsos nerviosos, por lo que produce anestesia local.

Solución acuosa estéril inyectable, solo para uso como anestésico local en el bloqueo dental y en infiltraciones inyectables.

Características

Solución Acuosa Inyectable.

Estéril.

Sin vasoconstrictor

Cada ml de solución contiene:

Clorhidrato de Mepivacaína: 30 mg.

Cloruro de Sodio: 6 mg.

Hidroxido de sodio o ácido clorhídrico para ajustar el pH.

Agua para inyectable. c.s.p: 1 ml

Precauciones

No utilizar si la solución es de color rosado o más oscuro que el tono amarillento, o si tiene un precipitado.



Mantener el cartucho en el envase hasta el momento de su uso.

Almacenar a temperatura ambiente (25°C). No congelar. Proteger de la luz.

Producto reservado exclusivamente para el uso del especialista en odontología.

No inyectar por vía intravenosa.

Posología: Ver prospecto adjunto. Leer las instrucciones en lo referente a los posibles efectos colaterales, precauciones y contraindicaciones.

Mantener este medicamento fuera del alcance de los niños.

Presentación

Caja con 50 cartuchos de 1,8 ml cada uno.

