





Desensibilize KF sensacional gel desensibilizante dental

Desensibilize KF gel desensibilizante dental de Doble Acción para el Control de la Sensibilidad Dental



Desensibilize KF es un gel dental de baja viscosidad especialmente desarrollado para el tratamiento eficaz de la sensibilidad dental, ofreciendo una **doble acción desensibilizante** que combina tecnología avanzada con resultados clínicamente comprobados. Su fórmula innovadora lo convierte en una solución ideal para pacientes que experimentan molestias durante o después de procedimientos de blanqueamiento dental, tratamientos periodontales o por recesión gingival.

Este producto ha sido diseñado para integrarse perfectamente en los protocolos de blanqueamiento dental moderno, ya que **no interfiere en la velocidad ni**

en la eficacia del tratamiento blanqueador  , permitiendo mantener resultados estéticos óptimos mientras se protege la comodidad del paciente.





Uno de los principales diferenciales de **Desensibilize KF** es su **doble mecanismo de acción** :

Por un lado, contiene **nitrate de potasio**, que actúa a nivel neural reduciendo la transmisión de estímulos dolorosos hacia el nervio dental. Esto ayuda a disminuir la sensación de sensibilidad de forma progresiva y efectiva.

Por otro lado, incorpora **fluoruro de sodio**, que ejerce una acción oclusiva, fortaleciendo el esmalte dental y ayudando a sellar los túbulos dentinarios expuestos. Esta combinación estratégica proporciona un alivio rápido y prolongado, mejorando significativamente la tolerancia del paciente durante los tratamientos.

Versatilidad de uso en clínica y en casa

Desensibilize KF está disponible en dos concentraciones de flúor, lo que permite adaptarlo a diferentes necesidades clínicas:

-  **KF 0,2%**: diseñado para uso domiciliario bajo supervisión del odontólogo. El paciente puede aplicarlo en férulas de blanqueamiento en casa, manteniendo el control de la sensibilidad durante todo el tratamiento.
-  **KF 2%**: formulación de uso exclusivo en consultorio dental, ideal para aplicaciones profesionales durante procedimientos clínicos.

Esta flexibilidad convierte a **Desensibilize KF** en una herramienta altamente funcional tanto para el profesional como para el paciente, mejorando la experiencia del tratamiento en todas sus etapas.

Fácil aplicación y excelente consistencia





Infinity G&G SpA

Gracias a su **excelente viscosidad**, el gel se distribuye de manera uniforme sobre férulas dentales y superficies dentarias, asegurando una cobertura eficiente y constante. Su textura ha sido optimizada para facilitar la manipulación clínica, evitando desperdicios y permitiendo una aplicación controlada y precisa 🧤.

Esto no solo mejora la eficacia del producto, sino que también optimiza el tiempo del profesional, haciendo el procedimiento más rápido, cómodo y predecible.

🦷 Indicaciones de uso

Desensibilize KF está indicado para el tratamiento y prevención de la sensibilidad dental causada por múltiples factores, incluyendo:

- Sensibilidad asociada a blanqueamiento dental antes, durante o después del tratamiento ✨
- Recesión gingival que expone la dentina
- Tratamientos periodontales que generan sensibilidad temporal
- Pacientes con hipersensibilidad dentinaria general

Su uso puede ser adaptado según el protocolo clínico, permitiendo una aplicación antes del blanqueamiento para prevenir sensibilidad, durante el tratamiento para control inmediato, o después para estabilizar el confort del paciente.

🏠 Uso domiciliario supervisado

Una de las grandes ventajas de la presentación KF 0,2% es la posibilidad de que el paciente continúe el tratamiento en casa 🏠, siempre bajo la supervisión del odontólogo. Esto permite mantener la desensibilización de forma continua, mejorando la adherencia al tratamiento y aumentando la satisfacción del paciente durante procesos de blanqueamiento prolongados.

📦 Presentación del producto

Cada envase de **Desensibilize KF** contiene:

- 1 jeringa con 2,5 g de producto
- 1 puntera aplicadora

Este formato está diseñado para garantizar practicidad, higiene y facilidad de uso en la práctica clínica diaria.

🌟 Beneficios principales

- ✔ Doble acción desensibilizante: neural y oclusiva
- ✔ No interfiere con el blanqueamiento dental
- ✔ Uso flexible: antes, durante y después del tratamiento
- ✔ Aplicación clínica y domiciliaria supervisada
- ✔ Excelente consistencia para fácil manejo



Infinity G&G SpA



Infinity G&G SpA

- ✓ Mejora la comodidad del paciente durante procedimientos estéticos
- ✓ Resultados clínicamente confiables

Conclusión

Desensibilize KF es una solución avanzada y confiable para el manejo de la sensibilidad dental en tratamientos estéticos modernos. Su combinación de eficacia, versatilidad y facilidad de uso lo convierte en un aliado indispensable en clínicas dentales que buscan ofrecer tratamientos de blanqueamiento más cómodos, seguros y efectivos.

Con su acción dual y su adaptabilidad clínica, este gel permite al odontólogo mejorar significativamente la experiencia del paciente, reduciendo molestias y aumentando la satisfacción general del tratamiento 😊 ✨.

Si buscas un producto que combine ciencia, confort y resultados, **Desensibilize KF** es la elección ideal para tu práctica dental moderna.



Infinity G&G SpA