



### **Whiteness RM – Removedor de Manchas Dentales por Microabrasión** ✨

**Whiteness RM** es un innovador sistema de microabrasión dental diseñado para la eliminación controlada y efectiva de manchas del esmalte, ofreciendo resultados estéticos superiores sin comprometer la estructura dental. Su formulación combina **ácido clorhídrico al 6% y carburo de silicio**, lo que permite actuar de manera sinérgica mediante un mecanismo químico y mecánico altamente eficiente, logrando la remoción de pigmentaciones superficiales de forma segura, predecible y profesional.

Este producto ha sido desarrollado para odontología estética moderna, donde la precisión y la conservación del tejido dental son fundamentales. A diferencia de otros tratamientos más invasivos, **Whiteness RM** actúa exclusivamente sobre el esmalte afectado, preservando las áreas sanas y garantizando un resultado uniforme, natural y altamente satisfactorio tanto para el profesional como para el paciente.




### ✨ **Acción combinada: química y mecánica de alta precisión**

El gran diferencial de **Whiteness RM** es su doble mecanismo de acción. Por un lado, el ácido clorhídrico al 6% actúa químicamente sobre la superficie del esmalte, facilitando la disolución controlada de la capa superficial pigmentada. Por otro lado, el carburo de silicio ejerce una acción abrasiva suave pero efectiva, permitiendo remover las irregularidades y manchas sin generar daño estructural profundo.

Esta combinación permite una **microabrasión controlada**, ideal para tratamientos estéticos conservadores, donde el objetivo es mejorar la apariencia dental sin recurrir a procedimientos más agresivos como restauraciones invasivas o desgastes extensos.

### **Indicaciones clínicas**

**Whiteness RM** está indicado para el tratamiento de diversas alteraciones cromáticas del esmalte dental, especialmente aquellas de origen superficial. Entre sus principales aplicaciones se incluyen:

- Fluorosis dental leve a moderada 
- Hipoplasias superficiales del esmalte
- Defectos estructurales que generan pigmentación
- Manchas blancas asociadas a caries inactivas





# Infinity G&G SpA

- Pigmentaciones extrínsecas resistentes a limpiezas convencionales

Gracias a su acción precisa, es especialmente útil en odontología estética, donde la mejora de la sonrisa sin comprometer tejido dental es una prioridad.

## ✨ Beneficios principales

Uno de los mayores atributos de **Whiteness RM** es su alta eficacia clínica combinada con un excelente perfil de seguridad. Sus principales beneficios incluyen:

- ✓ Eliminación efectiva y definitiva de manchas del esmalte
- ✓ Procedimiento conservador sin desgaste excesivo dental
- ✓ No provoca sensibilidad dental significativa en la mayoría de los casos 😊
- ✓ Superficie tratada con mayor resistencia a la desmineralización por *Streptococcus mutans*
- ✓ Producto listo para usar, sin necesidad de manipulación compleja
- ✓ Excelente viscosidad para una aplicación precisa y controlada 🧴

Esta combinación de eficacia y confort lo convierte en una solución ideal para pacientes que buscan mejorar la estética de su sonrisa sin procedimientos invasivos.

## 🧴 Facilidad de uso y control clínico

**Whiteness RM** se presenta con una viscosidad optimizada que facilita su aplicación directa sobre la superficie dental. Esto permite al profesional trabajar con mayor control, reduciendo el riesgo de dispersión del producto y asegurando una cobertura uniforme en las áreas tratadas.

Su formulación lista para uso elimina la necesidad de mezclas o preparaciones adicionales, lo que mejora la eficiencia clínica y reduce el tiempo operatorio ⌚. Esto lo hace especialmente útil en clínicas con alto flujo de pacientes o en procedimientos estéticos que requieren rapidez y precisión.

## 🦷 Resultados estéticos y biológicos

Además de su efecto cosmético inmediato, la microabrasión con **Whiteness RM** contribuye a mejorar la calidad superficial del esmalte. La superficie resultante tiende a ser más homogénea y resistente, lo que disminuye la acumulación de placa bacteriana y reduce el riesgo de nuevas pigmentaciones o desmineralización.

Este beneficio adicional lo posiciona no solo como un tratamiento estético, sino también como una herramienta preventiva dentro de la odontología moderna.

## 📦 Presentación del producto

El kit de **Whiteness RM** incluye todo lo necesario para su aplicación clínica:

- 1 jeringa con 2 g de Whiteness RM
- 10 punteras de aplicación
- 1 espátula



Infinity G&G SpA



# Infinity G&G SpA

Este formato está diseñado para ofrecer practicidad, higiene y precisión en cada procedimiento, asegurando un uso eficiente desde la primera aplicación.

## **Conclusión**

**Whiteness RM** es una solución avanzada para la remoción de manchas dentales mediante microabrasión controlada, combinando eficacia clínica, seguridad y excelentes resultados estéticos. Su acción dual permite tratar alteraciones del esmalte de manera conservadora, preservando la estructura dental y mejorando significativamente la apariencia de la sonrisa.

Es una herramienta indispensable en odontología estética moderna, especialmente para profesionales que buscan ofrecer tratamientos mínimamente invasivos con resultados visibles y duraderos 😊🌟.

Con **Whiteness RM**, es posible transformar la sonrisa del paciente de forma segura, predecible y altamente estética, elevando la calidad del tratamiento dental a un nivel superior 🏆.



# Infinity G&G SpA