



Hemospon Cubo x10 Maquira | Esponja Hemostática de Colágeno Dental

Hemospon Cubo x10 Maquira – Esponja Hemostática de Colágeno Absorbible

Hemospon Cubo x10 de Maquira es una esponja hemostática de colágeno absorbible desarrollada para controlar de manera rápida y eficaz el sangrado en procedimientos odontológicos y quirúrgicos. Fabricada con colágeno liofilizado de alta pureza, esta solución hemostática favorece la formación del coágulo, ayuda a estabilizar el sitio quirúrgico y contribuye al proceso natural de cicatrización, ofreciendo mayor seguridad clínica y comodidad tanto para el profesional como para el paciente.



Su presentación en cubos y el envase con 10 unidades permiten una manipulación práctica y una adaptación precisa al tamaño del alvéolo o cavidad quirúrgica. Gracias a su estructura porosa y alta biocompatibilidad, Hemospon Cubo x10 Maquira es ampliamente utilizado en exodoncias, cirugía oral, periodoncia, implantología y procedimientos donde se requiere una hemostasia local eficiente y una adecuada protección del tejido.

Hemospon Cubo x10 Maquira para Control de Sangrado en Odontología

El control del sangrado es un aspecto fundamental para el éxito de cualquier procedimiento quirúrgico odontológico. Hemospon Cubo x10 Maquira ha sido desarrollado para actuar rápidamente en el sitio de aplicación, promoviendo la agregación plaquetaria y facilitando la formación del coágulo sanguíneo.

Una vez colocado en la zona tratada, el material absorbe sangre y se adapta fácilmente a las paredes de la cavidad, ayudando a detener el sangrado y proporcionando un soporte temporal para la reparación tisular. Esta acción favorece un postoperatorio más estable y contribuye a una recuperación más cómoda para el paciente.

Beneficios de Hemospon Cubo x10 Maquira

Hemospon Cubo x10 Maquira ofrece numerosas ventajas clínicas que lo convierten en un insumo indispensable en cirugía odontológica:

- Control rápido y eficaz del sangrado
- Colágeno absorbible y biocompatible
- Favorece la formación y estabilidad del coágulo
- Apoya la cicatrización de los tejidos
- No requiere retiro posterior
- Fácil manipulación y colocación





Infinity G&G SpA

- Presentación práctica de 10 unidades
- Adaptación a diferentes cavidades quirúrgicas
- Uso profesional odontológico
- Excelente tolerancia clínica

Estas características permiten optimizar los procedimientos y aumentar la seguridad durante el tratamiento.

Aplicaciones Clínicas de Hemospon Cubo x10 Maquira

Hemospon Cubo x10 Maquira puede utilizarse en una amplia variedad de procedimientos odontológicos y quirúrgicos, entre ellos:

- Exodoncias simples y complejas
- Cirugía oral menor
- Implantología dental
- Periodoncia quirúrgica
- Cirugía periapical
- Manejo de alvéolos post extracción
- Control de hemorragias localizadas
- Procedimientos regenerativos

Su versatilidad y facilidad de uso lo convierten en un recurso altamente valorado por odontólogos generales, periodoncistas y cirujanos maxilofaciales.

Tecnología y Composición de Hemospon Cubo x10 Maquira

El colágeno liofilizado presente en Hemospon actúa como una matriz biológica natural que facilita la agregación plaquetaria y acelera el proceso de hemostasia. Además, ofrece un soporte temporal que favorece la organización del coágulo y la regeneración de los tejidos blandos.

La estructura porosa del material permite absorber sangre rápidamente y adaptarse al lecho quirúrgico con gran facilidad. Esta característica ayuda a mantener la estabilidad del coágulo, disminuyendo el riesgo de sangrado persistente y mejorando la protección del sitio tratado.

Al tratarse de un material absorbible, el organismo lo reabsorbe gradualmente, evitando la necesidad de retirarlo y simplificando el manejo postoperatorio.

Hemospon Cubo x10 Maquira en Cirugía Oral e Implantología

En cirugía oral e implantología, la estabilidad del coágulo y el control del sangrado son factores esenciales para lograr una cicatrización adecuada y resultados clínicos predecibles. Hemospon Cubo x10 Maquira ofrece una solución confiable para estabilizar el área intervenida y favorecer la recuperación tisular.



Infinity G&G SpA



Infinity G&G SpA

Su uso es especialmente útil en alvéolos post extracción, sitios implantarios y procedimientos periodontales donde se requiere una hemostasia local efectiva. Además, ayuda a proteger la zona quirúrgica y a reducir complicaciones asociadas al sangrado prolongado.

Facilidad de Uso y Manipulación Clínica

Hemospon Cubo x10 Maquira ha sido diseñado para facilitar el trabajo del profesional. Cada cubo puede colocarse directamente en la cavidad quirúrgica y adaptarse fácilmente a la anatomía del sitio tratado.

Su consistencia permite un manejo sencillo y preciso, optimizando el tiempo clínico y brindando mayor confianza al operador. La presentación con 10 unidades ofrece una excelente relación entre rendimiento y practicidad para clínicas odontológicas y consultas especializadas.

Características de Hemospon Cubo x10 Maquira

- Esponja hemostática de colágeno absorbible
- Colágeno liofilizado de alta pureza
- Biocompatible
- Estructura porosa
- Presentación en cubos
- Caja con 10 unidades
- Favorece la coagulación
- Apoya la cicatrización
- No requiere retiro
- Uso profesional odontológico

Hemospon Cubo x10 Maquira es una excelente elección para odontólogos y cirujanos dentales que buscan un material hemostático absorbible, eficaz y seguro para el control del sangrado y la protección del sitio quirúrgico. Su capacidad para favorecer la coagulación y apoyar la cicatrización lo convierte en un insumo esencial para procedimientos quirúrgicos y odontológicos modernos.



Infinity G&G SpA