



Elástico de Oclusión N° 5/16 Penguin Ormco x 100 Unidades

Elástico de Oclusión N° 5/16 Penguin Ormco x 100 Unidades – Elásticos Ortodónticos Profesionales

El Elástico de Oclusión N° 5/16 Penguin Ormco x 100 Unidades es un accesorio fundamental en tratamientos de ortodoncia, diseñado para aplicar fuerzas intermaxilares controladas que permiten corregir la mordida, mejorar la relación entre maxilares y optimizar los movimientos dentales durante el tratamiento ortodóntico. Fabricado con látex natural de alta calidad, este elástico ofrece excelente elasticidad, resistencia y estabilidad de fuerza, lo que lo convierte en una herramienta confiable para el uso clínico diario.

Desarrollado dentro de la reconocida línea Zoo Pack de Ormco, el sistema identifica cada fuerza y tamaño mediante nombres de animales, facilitando su reconocimiento rápido tanto para el profesional como para el paciente. La referencia Penguin corresponde al tamaño 5/16" (7,94 mm), utilizado ampliamente en distintas fases del tratamiento ortodóntico.

Cada bolsa contiene 100 unidades, lo que permite un suministro adecuado para el seguimiento continuo del tratamiento, considerando el reemplazo frecuente recomendado en este tipo de terapias.

Elástico de Oclusión N° 5/16 Penguin Ormco en Ortodoncia

Los elásticos intermaxilares desempeñan un papel clave en la biomecánica ortodóntica, ya que permiten aplicar fuerzas específicas entre la arcada superior e inferior. El Elástico de Oclusión N° 5/16 Penguin Ormco ha sido diseñado para entregar una fuerza constante y predecible, ayudando a guiar el movimiento dental de manera progresiva y controlada.

Este tipo de elástico se utiliza principalmente en tratamientos donde se requiere ajuste de la relación oclusal, corrección de discrepancias entre maxilares y apoyo en la finalización del tratamiento ortodóntico. Su tamaño intermedio lo hace versátil para múltiples indicaciones clínicas.

Beneficios del Elástico de Oclusión N° 5/16 Penguin Ormco

El Elástico de Oclusión N° 5/16 Penguin Ormco ofrece múltiples ventajas clínicas que lo convierten en un insumo altamente confiable:

- Fuerza constante y controlada durante el uso
- Excelente elasticidad y recuperación
- Alta resistencia al desgaste diario





Infinity G&G SpA

- Mejora la eficiencia del tratamiento ortodóntico
- Compatible con brackets metálicos y estéticos
- Fácil colocación y retiro por parte del paciente
- Buena comodidad durante el uso clínico
- Mantiene estabilidad de fuerza por su calidad de látex
- Presentación de 100 unidades por bolsa
- Uso profesional odontológico

Estas características permiten optimizar el tratamiento ortodóntico, reduciendo variaciones en la fuerza aplicada y mejorando la predictibilidad de los resultados.

Aplicaciones Clínicas del Elástico Penguin 5/16

El Elástico de Oclusión N° 5/16 Penguin Ormco se utiliza en diversas etapas del tratamiento ortodóntico, incluyendo:

- Corrección de maloclusiones Clase II y Clase III
- Ajustes intermaxilares durante el tratamiento
- Corrección de sobremordida y mordida abierta
- Finalización de tratamientos ortodónticos
- Coordinación de arcadas dentales
- Uso con brackets y tubos ortodónticos
- Tratamientos de ortodoncia fija

Su tamaño 5/16” permite una aplicación equilibrada de fuerza, siendo una opción frecuente en fases intermedias y finales del tratamiento.

Tecnología y Calidad de los Elásticos Ormco

Los elásticos Ormco son fabricados bajo estrictos controles de calidad, asegurando uniformidad en el diámetro, consistencia en la fuerza y alta resistencia a la deformación. El látex natural utilizado proporciona una excelente elasticidad, permitiendo que el elástico mantenga su funcionalidad durante el periodo de uso recomendado.

La línea Zoo Pack está diseñada para facilitar la identificación clínica mediante nombres de animales, lo que simplifica la selección del elástico adecuado según la fuerza requerida.

El modelo Penguin representa una fuerza media que ofrece un equilibrio ideal entre control clínico y comodidad para el paciente.

Elástico de Oclusión N° 5/16 Penguin Ormco en la Ortodoncia Moderna



Infinity G&G SpA



Infinity G&G SpA

En la ortodoncia moderna, el control de fuerzas es un factor determinante para lograr movimientos dentales eficientes y seguros. El Elástico de Oclusión N° 5/16 Penguin Ormco permite aplicar una fuerza constante que favorece la corrección progresiva de la mordida y mejora la alineación funcional de las arcadas dentales.

Su diseño está orientado a minimizar la pérdida de elasticidad durante el uso, lo que contribuye a mantener la continuidad del tratamiento y reducir interrupciones por ruptura o pérdida de tensión.

Además, su comodidad facilita la adherencia del paciente al tratamiento, un factor clave para el éxito clínico en ortodoncia.

Características del Elástico de Oclusión N° 5/16 Penguin Ormco x 100 Unidades

- Tamaño: 5/16" (7,94 mm)
- Referencia: Penguin
- Línea: Zoo Pack
- Marca: Ormco
- Material: látex natural
- Presentación: Bolsa con 100 unidades
- Fuerza constante y controlada
- Alta elasticidad
- Resistente al uso clínico
- Uso profesional odontológico

Conclusión

El Elástico de Oclusión N° 5/16 Penguin Ormco x 100 Unidades es una excelente opción para ortodoncistas que buscan un material confiable, resistente y eficiente para el control de fuerzas intermaxilares. Su calidad, estabilidad y comodidad lo convierten en un componente esencial en tratamientos de ortodoncia moderna, ayudando a obtener resultados clínicos más predecibles y efectivos en la corrección de la mordida y la alineación dental.



Infinity G&G SpA